

Badanie FLUID



Czy płynoterapia z wykorzystaniem mleczanu Ringera w porównaniu do soli fizjologicznej wpływa na wyniki leczenia?

P

Wszyscy pacjenci dorośli i pediatryczni >1 miesiąca życia przyjęci do szpitala pierwszorazowo bez wcześniejszej hospitalizacji w ciągu ostatnich 90 dni

I

Mleczan Ringera

C

Sól fizjologiczna

O

Złożony punkt końcowy: zgon lub ponowne przyjęcie do szpitala w ciągu 90 dni od pierwotnej hospitalizacji

Zgon lub ponowna hospitalizacja w ciągu 90 dni od pierwotnego przyjęcia do szpitala:

20,3%± 3,5 vs. 21,4%± 3,3

Różnica względna: 0,97; 95%CI: 0,90 do 1,05; p=0,35

Rozpoczęcie dializ w ciągu 90 dni od pierwotnego przyjęcia do szpitala:

0,5%±0,3 vs. 0,6±0,5

Różnica względna: 0,99; 95%CI: 0,56 do 1,77; wartość 'p' nieistotna statystycznie

